

Produktinformasjon for Navina Insert

Produktbeskrivelse

Analplugg.

Holdbarhet og bruk

Holdbarheten til Navina Insert er 5 år.
Navina Insert er et engangsprodukt og skal kun brukes én gang før det kastes.

Materiale

Materiale i plugg: silikoneelastomer, mineralolje, petrolatum

Materiale i primæremballasje: PE/nylon.

Materiale i sekundæremballasje: bølgepapp.

Tiltenkt bruk

Analpluggen er en rektal innleggsdel som er ment å hjelpe voksne pasienter (18 år og eldre) og omsorgspersoner i håndteringen av avføringslekkasje. Produktet er utviklet for å bidra til å forhindre ufrivillig lekkasje av avføring gjennom analkanalen. Det medisinske engangsutstyret føres inn i analkanalen og rektum via anus. Enheten griper inn i og passer i den anorektale overgangen og analkanalen for å kontrollere utilsiktet lekkasje av avføring.

Indikasjoner for bruk

Navina Insert er indisert for behandling av utilsiktet tarmlekkasje (Accidental Bowel Leakage – ABL) på grunn av avføringslekkasje. Analpluggen er utformet for selvinføring for å forsegle og bidra til å forhindre ufrivillig lekkasje av avføring fra rektum.

Risikofaktorer

- Mulig mild irritasjon eller ubehag i anus eller analkanal.
- Mulig migrering eller forskyvning av pluggen inn i analkanalen eller rektum.
- Uventet utstøting.

Advarsler, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner

Avføringslekkasje kan behandles medisinsk. Navina Insert er ikke ment å erstatte kirurgiske alternativer for å behandle utilsiktet avføringslekkasje. Rådfør deg med lege for profesjonell rådgivning.

- Navina Insert er kontraindisert for bruk hos barn.
- Denne enheten er ikke-steril og kun til engangsbruk.
- Gjenbruk av enheten kan føre til ødeleggelse på enheten.
- Må ikke brukes hvis pakken er åpen eller skadet.
- Må ikke brukes hvis du har en silikonallergi.
- Må ikke brukes med stikkpiller.

Avbryt bruken av Navina Insert og kontakt legen din dersom du har:

- Blodig avføring eller blødning fra rektum.
- Blødende hemoroider.
- Anal/rektal smerte, irritasjon, spasmer, sprekker eller fissur.
- Forskyvning av analpluggen inn i analkanalen eller rektum, der den ikke har blitt drevet ut med neste avføring.
- Gjennomgått rektal kirurgi de siste 4 ukene.



Navina Insert

Referanse	Type	Spesifikasjon
6930400	Navina Insert standard	Eske med 30 stk.
6930500	Navina Insert stor	Eske med 30 stk.
6930600	Navina Insert startpakke	Eske med 5 standard og 5 store enheter

Navina™ Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest Stewartville,
MN 55976 USA 507-533-0366
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.no



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20 Braunfels 35619
Germany