

Produktinformasjon for Navina Mini

Produktbeskrivelse

Enhet for transanal irrigasjon med lavt volum (185ml).

Holdbarhet og bruk

Alle Navina Mini-komponenter har en holdbarhet på 2 år.

Conen er et engangsprodukt og skal kun brukes én gang. Vannbeholder og valgfri forlengesslange kan brukes 60 ganger.

Materiale

Hovedproduktkomponenter: vannbeholder, rektalcone og forlengesslange er fremstilt av termoplastisk elastomer (TPE).

Hydrofilt overflatebelegg på cone: polyvinylpyrrolidon (PVP).

Materiale i primæremballasje: polyetylen (PE)

Materiale i sekundæremballasje: papp og bølgepapp.

Navina Mini inneholder ikke lateks, PVC eller ftalater.

Tiltenkt bruk

Navina Mini er tiltenkt for transanal irrigasjon ved å instillere et lite volum vann i rektum gjennom en rektalcone til engangsbruk.

Indikasjoner for bruk

Navina Mini er indisert for voksne, ungdom og barn fra 3 år som lider av ufullstendig tømming og/eller avføringslekkasje.

Kontraindikasjoner

IKKE bruk Navina Mini hvis ett eller flere av de følgende alternativene gjelder for deg:

- Kjent anal stenose.
- Aktiv inflammatorisk tarmsykdom.
- Akutt divertikulitt og divertikulær abscess.
- Kolorektal kreft.
- Iskemisk kolitt.
- Det har gått mindre enn tre måneder siden du fikk utført anal eller kolorektal kirurgi.

Siden listen ikke nødvendigvis er komplett, skal helsepersonell alltid ta hensyn til individuelle faktorer hos brukeren.



Navina Mini

Referanse	Type	Spesifikasjon
6931000	Navina Mini-startsett	1 vannbeholder, 5 rektalconer, 1 forlengesslange
6930700	Navina Mini-sett	1 vannbeholder, 30 rektalconer
6930800	Navina Mini-forlengessett	11 vannbeholder, 30 rektalconer, 1 forlengesslange
6930900	Navina Mini-refillsett	30 rektalconer

Navina™ Mini

