



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{1,2}



Kan brettes sammen og får plass i lommen.

Tiltenkt bruk

LoFric® Origo™ er hydrofilt engangs urinkateter for intermitterende kateterisering.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske. 4 kundepakninger per frakteske.

5 katetre per prøvepakning.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannpose: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med tilsatt salt (NaCl).

Hylse: polyetylen (PE)

Varepakke: Folie på forsiden: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE).

Folie på bakside: polyolefin.

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
4461220	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (for menn)	40 cm	CH 12
4461420	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (for menn)	40 cm	CH 14
4461620	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (for menn)	40 cm	CH 16
4481220	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (for menn)	40 cm	CH 12
4481420	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (for menn)	40 cm	CH 14
4481620	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (for menn)	40 cm	CH 16



Brukervennlig pakning.



Prøvepakning med 5 katetre.



Nelaton Flexible

LoFric® Origo™



Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://wellspect.no).

Bli med oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only